







Armoire de sécurité à filtration - Haute 2 portes - 2 compartiments

CONFORMITÉ

NF X 15-211, Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

AVANTAGES

- · Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

Projet de norme EN 17242

MAIS AUSSI...

- Interface tactile fonctionnement du système de ventilation
- · Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Arrête 99,97% des particules ayant un diamètre supérieur à

- Capacité d'adsorption des filtres et système de filtration homologués à la norme NF X 15-211
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité

- Disponible en 2 versions : portes pleines ou vitrées
- À équiper d'un filtre à charbon actif testé à la norme NF X 15-211
- Facilité de remplacement du

· Montage simple et esthétique

· Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE

- Pictogrammes normalisés fournis
- · Solution sans génie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Conformité

Construction de l'armoire Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s)

Charnières

Fermeture de(s) porte(s)

Dimensions à l'expédition H x L x P Ventilation

AFP5-2X

NF X 15-211, Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

acier 10/10e blanche RAL 9010

battantes

droite et gauche manuelle

2340 x 1200 x 800

Entrée d'air avec grille au bas des portes Sortie d'air en partie haute

Nombre de compartiment(s) Sur-étagère(s) en PVC

Bac(s) de rétention Bac(s) de rétention en PVC Débit (m3/h)

Puissance électrique (watts) Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air) Code douanier

Option

Option

80 Corrosifs: Stockage de produits peu agressifs

20 43.00

94032080

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : AMM50)
- · Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf: CORG51)
- · Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : FOR50)
- · Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : ORG50)



OPTIONS

 Etagère de rétention supplémentaire pour série 14 (Réf : EE1) Bac de rétention en PVC (Réf : SBPVC) • Étagère en PVC (Réf : SEPVC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
AFP5-2X	2135 x 1110 x 545	(2 x)1795 x 555 x 480	130.00

