



ARMOIRES DE SÛRETÉ POUR PRODUITS DANGEREUX



◀ AL55



◀ AL115



▲ AL155



▲ AL305J

CONFORMITÉ

- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité.
- Article R1342-21 du code de la santé publique.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, et à la Directive Européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Permettent le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.
- Livrées avec 4 pictogrammes normalisés : « inflammables » (x1), « toxiques » (x1) et « corrosifs » (x2).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 8/10ème.
- Peinture par poudrage électrostatique grise RAL 7035 (ou jaune RAL 1023 uniquement pour le modèle AL300J).
- Étagère de rétention en acier, hauteur de 50mm, réglables en hauteur sur crémaillère au pas de 25mm.
- Bac de rétention en acier, hauteur de 50mm au bas de l'armoire.
- Pictogrammes normalisés : « inflammables » (x1), « toxiques » (x1) et « corrosifs » (x2).

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas en parties latérales.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagère/bac de rétention supplémentaire en acier.
- Surétagère/bac de rétention en PVC.
- Tapis absorbant.

Nous vous rappelons que ces armoires ne conviennent pas au stockage des produits très corrosifs (acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique...). Consultez-nous pour connaître la gamme d'armoires la mieux adaptée à vos besoins.

| Réf. | Désignation | Dim. Extérieures H x L x P (mm) | Dim. Intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Capacité de rétention (L) | Nombre d'étagère/ bac | Charge admissible par étagère (kg) | Poids (kg) |
|---------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| AL55 | Armoire comptoir à 1 porte | 1000 x 500 x 420 | 930 x 480 x 390 | 70 | 20 | 2 | 30 | 26 |
| AL115 | Armoire comptoir à 2 portes | 1000 x 920 x 420 | 930 x 900 x 390 | 135 | 40 | 2 | 60 | 40 |
| AL155 | Armoire haute à 1 porte | 1800 x 500 x 420 | 1730 x 480 x 390 | 130 | 40 | 4 | 30 | 41 |
| AL305 | Armoire haute à 2 portes | 1800 x 920 x 420 | 1730 x 900 x 390 | 240 | 80 | 4 | 60 | 60 |
| AL305J | Armoire haute à 2 portes jaune | 1800 x 920 x 420 | 1730 x 900 x 390 | 240 | 80 | 4 | 60 | 60 |
| ESAL155 | Étagère/bac de rétention armoire 1 porte | 65 x 480 x 375 | - | - | 10 | - | - | 3 |
| ESAL305 | Étagère/bac de rétention armoire 2 portes | 65 x 900 x 375 | - | - | 20 | - | - | 6 |
| SEAL305 | Surétagère/bac de rétention PVC armoire 2 portes | - | - | - | 20 | - | - | 3 |
| CAL305 | Caillebotis pour étagère / bac pour armoire 2 portes | - | - | - | - | - | - | 6 |
| JF10D | Tapis absorbants, petite et grande largeurs (paquet de 10 feuilles) | - | - | - | - | - | - | 1 |

Reportez-vous au tableau d'incompatibilités chimiques et aux précautions d'emploi, afin de valider la configuration de votre armoire selon vos besoins.