

EN
14470-1

EN
1363-1

FM
6050

90
HOMOLOGUÉE
EN14470-1

105
TESTÉE SELON
EN14470-1

FABRICATION
FRANÇAISE



ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 105 MINUTES POUR PRODUITS INFLAMMABLES À TIROIRS ERGONOMIQUES DE RÉTENTION



▲ 791T+



▲ 792T+



▲ 794T+5
Tiroirs de rétention à fermeture automatique en cas d'incendie (2)



▲ 795T+6
Tiroirs de rétention à fermeture automatique en cas d'incendie (2)

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence	Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
791T	Armoire 1 tiroir	sous paille	1	670 x 635 x 615 (1)		155
792T	Armoire 1 tiroir	sous paille	1	670 x 1137 x 615 (1)		240
794+T4	Armoire 1 porte 4 tiroirs	haute	1	1950 x 635 x 620 (3)	1620 x 490 x 410	301
794+T5	Armoire 1 porte 5 tiroirs	haute	1	1950 x 635 x 620 (3)	1620 x 490 x 410	307
794+T6	Armoire 1 porte 6 tiroirs	haute	1	1950 x 635 x 620 (3)	1620 x 490 x 410	313
795+T4	Armoire 2 portes 4 tiroirs	haute	2	1950 x 1137 x 620 (3)	1620 x 1000 x 410	483
795+T5	Armoire 2 portes 5 tiroirs	haute	2	1950 x 1137 x 620 (3)	1620 x 1000 x 410	495
795+T6	Armoire 2 portes 6 tiroirs	haute	2	1950 x 1137 x 620 (3)	1620 x 1000 x 410	507

ACCESSOIRES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
C1T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir 791T+	80 x 430 x 390	8
C2T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir 792T+	80 x 940 x 390	8
T148	Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm	80 x 420 x 380	6
T235	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm	80 x 930 x 380	12
T235-900	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 670 mm	80 x 695 x 380	12

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 565 mm

(2) À commander à la fabrication. Quantité maximale par armoire : 6

(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm