


















# GUIDE DE CHOIX FILTRES À CHARBON ACTIF

## ARMOIRES ET CAISSONS À FILTRATION

MODÈLES	FILTRES CONCERNÉS	FILTRES VAPEURS	RÉFÉRENCE DEPUIS 2021		DESTINÉS À	RÉFÉRENCE AVANT 2020	
  H 150 x Ø 150 (mm)		Organiques	CDFORG	4	Caisson Série V: CDF-A, CDF-P, CVAT, CMAT, CTAT  Armoires Série 12 : AF10	CDF-F20	
		Corrosives	CDFCORG	4		CDF-F35	
		Polyvalent <sup>(1)</sup>				CDF-F15	
		Formol	CDFFOR	4		-	
		Ammoniac	CDFAMM	4		-	
  H 70 x L 390 x P 390 (mm)		Organiques	ORG50	8	Caisson Série H : H50  Armoires Série 12 : AF1, AF2 (avant février 2002)	ORG50 CDF-F720	
		Corrosives	CORG51	9		CDF735	
		Polyvalent <sup>(1)</sup>				CFR CFR70 CFR715 CORG51	
		Formol	FOR50	8		-	
		Ammoniac	AMM50	8		-	
  H 200 x L 100 x P 400 (mm)		Organiques	ORGFC	10	Armoires Série 12 : AF1, AF2, AF2-2, AF4-2, AF4-3, AF4-4 (avant juillet 2008) H40	FC20	
		Corrosives	CORGFC	10		FC35	
		Polyvalent <sup>(1)</sup>				FC15	
		Formol	FORFC	10		-	
		Ammoniac	AMMFC	10		-	
	  H 70 x L 730 x P 380 (mm)		Organiques	ORG300	16	Armoires Série 12.X : AF2X, AF2-2X, AF4-2X, AF4-3X, AF4-4X, AF1X, AF1X1, AF2X1, AF2C, AF22C, AF42C, AF43C, AF44C, AF1C, AF1C1 et AF2C1. (après juillet 2008)	FC20
			Corrosives	CORG301	15		FC35
			Polyvalent <sup>(1)</sup>				FC15
			Formol	FOR300	16		-
			Ammoniac	AMM300	16		-

(1) Les filtres à charbon actif polyvalent CORG permettent d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisés : produits corrosifs, composés organiques ou solvants.

## SORBONNES À FILTRATION

MODÈLES	FILTRES CONCERNÉS	FILTRES VAPEURS	RÉFÉRENCE DEPUIS 2021		DESTINÉS À	RÉFÉRENCE AVANT 2020			
	 H 70 x L390 x P 390 (mm)	Organiques	ORG50	8	Hottes Série H : H70				
		Polyvalent <sup>(1)</sup>	CORG51	9					
		Formol	FOR50	8					
		Ammoniac	AMM50	8					
  	 H 70 x L 545 x P 380 (mm)	Organiques	ORG200	11	Hottes Série H : H200, H201 H210, H211 PMSF200 H06, H09, H12, H15  Deux filtres nécessaires pour les références : H500, H501, H510, H511, H1500, H1501, H1510, H1511, H2500, H2501, H2510, H2511, H3500, H3501, H3510, H3511, PMSF500, PMSF1500, PMSF2500, PMSF3500	ORG500 <sup>(2)</sup> ORG1500 ORG2500 ORG3500			
		Corrosives	CORG201	11,5		COR500 <sup>(2)</sup> COR1500 COR2500 COR3500			
		Polyvalent <sup>(1)</sup>				CORG501 <sup>(2)</sup> CORG1501 CORG2501 CORG3501			
		Formol	FOR200	12		FOR500 <sup>(2)</sup> FOR1500 FOR2500 FOR3500			
		Ammoniac	AMM200	12		AMM500 <sup>(2)</sup> AMM1500 AMM2500 AMM3500			
		 H 70 x L 730 x P 380 (mm)		Organiques		ORG300	16	Hottes Série H : H300, H301, H310, H311, H400, H401, H410, H411, H1300, H1301, H1310, H1311, H2300, H2301, H2310, H2311, PMSF300, PMSF400, PMSF1300, PMSF2300	ORG400 ORG1300 ORG2300
				Corrosives		CORG301	15		COR300 COR400 COR1300 COR2300
				Polyvalent <sup>(1)</sup>					CORG401 CORG1301 CORG2301
				Formol		FOR300	16		FOR400 FOR1300 FOR2300
				Ammoniac		AMM300	16		AMM400 AMM1300 AMM 2300
		- 806 NU - Filtair 623/633 MF - Filtair 936/936-1 MF - Filtair XL 1046/1346/1646 MF - Filtair XL 9156 MF - Midcap 633 MF	 H 100 x L 565 x P 405 (mm)	Organiques		ORG203	13	Compatible MF3-AS	ORG203
				Corrosives		CORG203	13	Compatible MF3-BE	CORG203
Polyvalent <sup>(1)</sup>	Compatible MF3-F								
Formol	FOR203			13	Compatible MF3-K				
Ammoniac	AMM203			13					
- Filtair 814/824/834 HEPA/ Carbon - Filtair XL 1044/1344 MF - Filtair XL 8104/8124 MF - Midcap 804 MF - Store AVP 804 MF - Store AVP 804 Midcap MF - Store AVPD 804 MF - Store AVPD 804 Midcap MF - Store AVPS 804 MF - Store AVPS Midcap 804 MF - Store AVPSD 804 MF - Store AVPSD Midcap 804 MF - Store AVVE 804 MF	 H 100 x L 755 x P 405 (mm)	Organiques	ORG303	15	Compatible MF4-AS	ORG303			
		Corrosives	CORG303	16	Compatible MF4-BE	CORG303			
		Polyvalent <sup>(1)</sup>			Compatible MF4-F				
		Formol	FOR303	16	Compatible MF4-K				
		Ammoniac	AMM303	16					
- Schoolcap AVPS 802 - Store 832	H 404 x L 380 x P 50 (mm)	Polyvalent <sup>(1)</sup>	CORG53	7	Compatible F2BE				
		Organiques	ORG53	6	Compatible F2AS				
- Ministore 822 - Shelf 812	H 404 x L 191 x P 50 (mm)	Polyvalent <sup>(1)</sup>	CORG13	4	Compatible F1BE				
		Organiques	ORG13	3	Compatible F1AS				

(1) Les filtres à charbon actif polyvalent CORG permettent d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisés : produits corrosifs, composés organiques ou solvants.

Nous pouvons vous proposer des filtres pour des applications spécifiques pour tous modèles de hottes, sorbonnes à recirculation d'air, armoires de sécurité... en fabrication stand ou fabrication spéciale.

© TRILONX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition juillet 2021

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Récipts

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours