

SÉRIE 2

FM - NFPA - OSHA



ARMOIRES DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES



Fermeture à thermofusible (selon modèle)

Étagères réglables sur crémaillères

Charnières continues

Poignée de porte intégrée

Ventilation avec grille pare-flammes

Fond étanche de rétention

SC45 *

CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Health Administration) et FM (Factory Mutual international).

AVANTAGES

- Construction très robuste.
- Poignée de porte intégrée.
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à 74°C (selon modèle).
- Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
- Nombreux modèles disponibles.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy jaune.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention intégré au bas de l'armoire (hauteur 50 mm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas (Ø 50 mm) avec grille pare-flammes.
- Charnières de porte continues.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- Fermeture trois points.
- Fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).
- Caissons de ventilation ou de filtration.

Ces armoires, agréées FM, sont recommandées par les compagnies d'assurances.



Réf.	Fermeture des portes	Désignation	Dimensions Ext. H x L x P (mm)	Dimensions Int. H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg)	Poids (kg)
MB04	Manuelle	Armoire sous-pailasse 1 porte	610x430x430	465x345x360	15	6	1	159	30
SB04	Automatique								32
MB12	Manuelle	Armoire comptoir 1 porte	960x610x460	795x510x390	45	10	1	159	65
SB12	Automatique								67
ES12	-	Étagère supplémentaire pour armoire 45L						159	3
MB18	Manuelle	Armoire sous-pailasse 2 portes	610x1090x460	515x1005x390	64	20	1	159	75
SB18	Automatique								78
ES18	-	Étagère supplémentaire pour armoire 64L						159	4
MB22	Manuelle	Armoire haute 1 porte	1650x585x460	1560x500x390	83	10	3	159	90
SB22	Automatique								92
ES22	-	Étagère supplémentaire pour armoire 83L						159	2
MB30	Manuelle	Armoire comptoir 2 portes	1120x1090x460	1025x1005x390	113	20	1	159	105
SB30	Automatique								108
ES30	-	Étagère supplémentaire pour armoire 113L						159	4
MC45	Manuelle	Armoire haute 2 portes	1650x1090x460	1560x1005x390	170	20	2	159	140
SC45	Automatique								143
ES45	-	Étagère supplémentaire pour armoire 170L						159	4
MC60	Manuelle	Armoire haute 2 portes	1650x860x860	1560x770x780	228	30	2	159	170
SC60	Automatique								173
ES60	-	Étagère supplémentaire pour armoire 228L						159	8
MC90**	Manuelle	Armoire haute 2 portes	1650x1100x860	1560x1020x780	340	40	2	159	220
SC90**	Automatique								223
ES90**	-	Étagère supplémentaire pour armoire 340L						159	10

** Modèles non tenus en stock et non représentés en photos.



Certaines armoires de sécurité FM de la série 2 sont superposables avec celles de la série 4. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Caisson à recirculation d'air Labopur H50

Bénéficiez de la technologie **Labopur** sur votre armoire de sécurité grâce au caisson **Labopur** dont le système de ventilation/filtration et la capacité d'adsorption des filtres ont été testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai 2009.

