

TABLES ROULANTES POUR SORBONNES Labopur®

TABLE TUBULAIRE

Référence	Type	Dimension H x L x P (mm)	Poids (kg)
TTF06	Sur pieds	723 x 605 x 605	11
TTR06	Sur roulettes	800 x 675 x 685	12
TTF09	Sur pieds	723 x 975 x 840	13
TTR09	Sur roulettes	800 x 975 x 840	14
TTF12	Sur pieds	723 x 1275 x 840	14
TTR12	Sur roulettes	800 x 1275 x 840	15
TTF15	Sur pieds	723 x 1575 x 840	16
TTR15	Sur roulettes	800 x 1575 x 840	17
TTF18	Sur pieds	723 x 1875 x 840	18

- Construction en acier 15/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.
- Disponible avec pieds ou roulettes pivotantes dont 2 à blocage.



TTR12



TTR06




1

Roulettes pivotantes



2

Bac de rétention
amovible (TA)

3

Orifices de
ventilation (TA)

4

Pictogramme
normalisé (TA)



TABLE / ARMOIRE DE SÉCURITÉ

Référence	Dimension H x L x P (mm)	Poids (kg)	Rétention (L)
TA06	800 x 615 x 630	39	13
TA09	800 x 915 x 780	51	28
TA12	800 x 1215 x 780	78	38
TA15	800 x 1520 x 780	86	48

- Construction en acier 15/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.
- 1 étagère réglable en hauteur.
- 1 bac de rétention amovible en partie basse.
- 2 portes battantes à fermeture automatique et à clef.
- Pictogrammes normalisés.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.
- Orifice de ventilation.



TABLE ROULANTE

Référence	Dimension H x L x P (mm)	Poids (kg)
TR06	800 x 615 x 630	34
TR09	800 x 917 x 780	50
TR12	800 x 1217 x 780	58
TR15	800 x 1517 x 780	66

- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- 1 étagère réglable en hauteur (la profondeur de l'étagère est égale au $\frac{3}{4}$ de la profondeur de la table).
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.



Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours