

AS5DD



Medikamentenschrank - Hoch 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- Locking system
- Storage of pharmaceuticals products
- Storage of first-aid equipments



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Baustoffe der Sicherheitschränke
Türfarbe

AS5DD
Stahl 10/10
weiß RAL 9010

Verriegelung der Türen
Versandabmessungen HxBxT (mm)
Belüftung

handbetätigt
2025 x 1200 x 800
Obere und untere Lüftung :
Zuluftöffnung mit Gitter im
unteren Teil der Türen,
Abluftöffnung im Schrankdach
100
1
94032080

Anzahl der Türen
Art der Türen
Scharniere

2
flügeltüren
rechts und links

Durchmesser der Öffnungen (mm)
Anzahl der Abteile / Fächer
Codenummer

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
AS5DD	1825 x 1100 x 545	1795 x 1095 x 480	0	0	155.00