

MF15



Medikamentenschrank - 2 Regale, an der Wand befestigt

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- Locking system
- Storage of pharmaceuticals products
- Storage of first-aid equipments



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Baustoffe der Sicherheitschränke
Türfarbe
Anzahl der Türen
Art der Türen

MF15
Stahl 10/10
weiß RAL 9010
1
flügeltüren

Scharniere
Verriegelung der Türen
Versandabmessungen HxBxT (mm)
Anzahl der Abteile / Fächer
Codenummer

rechts
handbetätigt
580 x 600 x 800
1
94032080

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
MF15	380 x 470 x 205	370 x 460 x 170	0	0	10.00