

SF2F



Station with 1x 200 mL of pH neutral solution and 1x 500 mL of sterile sodium chloride solution

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SONDERN AUCH...

- Allows to rinse itself the eyes in case of chemical projection



TECHNISCHE DATEN

Referenz	SF2F		Codenummer	28530010	
Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
SF2F			0	0	1.80