

C1T



## Gitterrost für Sicherheitsschranke 761T - 791T

### ÜBEREINSTIMMUNG

### ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



### TECHNISCHE DATEN

Referenz  
Versandabmessungen HxBxT (mm)

**C1T**  
**700 x 500 x 500**

Codenummer

**94032080**

| Referenz | Äußere<br>Abmessungen HxBxT<br>(mm) | Innere<br>Abmessungen<br>HxBxT (mm) | Lagerkapazität (L) | Auffangwanne | Regale | Tragfähigkeit | Gewicht (Kg) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| C1T      | 80 x 430 x 390                      |                                     | 0                  |              | 0      | 0             | 8.00         |