

C235-900



Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 60 und 90 2 Türen Breite 900

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Versandabmessungen HxBxT (mm)

C235-900
1000 x 500 x 500

Codenummer

94032080

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
C235-900	90 x 755 x 400		0		0	0	8.00