

T235-900



Schublade für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen Breite 900 mm

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Versandabmessungen HxBxT (mm)

T235-900
700 x 500 x 500

Codenummer

94032080

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
T235-900	80 x 695 x 380		0		0	0	12.00