



Sicherheitsschrank für giftige Chemikalien

ÜBEREINSTIMMUNG

CE

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Konform INRS Empfehlungen
- Storage of toxics and irritating products

SONDERN AUCH...

- Hohes Aufbewahrungsvermögen
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Konform INRS Empfehlungen
- Normalized labelling provided with the equipment
- 3-point locking system



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Übereinstimmung
Baustoffe der Sicherheitschränke

MF4
CE
Stahl 10/10

Verriegelung der Türen
Versandabmessungen HxBxT (mm)
Belüftung

handbetätigt
2175 x 1200 x 800
Integrierter Elektrolüfter,
Lüftungsloch im oberen Teil mit
Stützen
1
1
94032080

Türfarbe
Anzahl der Türen
Art der Türen
Scharniere

weiß RAL 9010
2
flügeltüren
rechts und links

Anzahl der Abteile / Fächer
Auffangwanne
Codenummer

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-P)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlusse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Regal für Sicherheitsschränke MF4 - MF4SV (Réf : ESMF4)
- Poison chest - 12L (Réf : MF1)
- Medikamentenschränk - 4 Regale (Réf : MF2)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschränke MF4 - MF4SV (Réf : SPMF4)
- Schublade für Sicherheitsschränke MF4 - MF4SV (Réf : TCMF4)

MF4	1975 x 1000 x 500	1920 x 980 x 480	250	1	3	50	100.00
-----	-------------------	------------------	-----	---	---	----	--------