

3034M3



# Sicherheitsschranke Typ 30 - EN 14470-1 - Hoch 1 Tür - 3 Innenfächer

## ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, EN 1363-1

## ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

## SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals
- Tested and approved according to FM 6050



## TECHNISCHE DATEN

Referenz	<b>3034M3</b>	Verriegelung der Türen	<b>selbstschließend</b>
Übereinstimmung	<b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>	Versandabmessungen HxBxT (mm)	<b>2180 x 1200 x 800</b>
Baustoffe der Sicherheitsschränke	<b>Melamine</b>	Belüftung	<b>zuluftöffnung und abluftöffnung auf dem dach</b>
Türfarbe	<b>hellgrau RAL 7035</b>	Durchmesser der Öffnungen (mm)	<b>100</b>
Anzahl der Türen	<b>1</b>	Anzahl der Abteile / Fächer	<b>3</b>
Art der Türen	<b>flügeltüren</b>	Auffangwanne	<b>3</b>
Scharniere	<b>rechts</b>	Codenummer	<b>94036000</b>

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : B148)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : C148)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : E48)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke EN 14470-1 1 Tür (Réf : T148)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
3034M3	1980 x 605 x 550	(3 x 514) x 491 x 419	90	3	3	30	129.00