

ES1T



Regal für Sicherheitsschranke à Schiebetüren série 14

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- Made in France
- Konform INRS Empfehlungen
- Storage of flammables, corrosives and toxics



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Versandabmessungen HxBxT (mm)

ES1T
700 x 500 x 500

Codenummer

94032080

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
ES1T	30 x 420 x 450		0		0	50	4.00