

Sicherheitsschrank mit Belüftung - Untertisch 2 Türen - 2 Innenfächer

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- Made in France
- Konform INRS Empfehlungen
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SONDERN AUCH...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Konform INRS Empfehlungen
- Normalized labelling provided with the equipment
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the separation of different types of chemicals
- PVC protections for acid compartment (included)



TECHNISCHE DATEN

Referenz	AB56	Belüftung	Zuluftöffnung mit Gitter im unteren Teil der Türen und Abluftöffnung an der Rückseite
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl 10/10	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Türfarbe	weiß RAL 9010	Anzahl der Abteile / Fächer	2
Anzahl der Türen	2	Regale aus PVC	1
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne	1
Scharniere	rechts und links	Auffangwanne aus PVC	1
Verriegelung der Türen	handbetätigt	Codenummer	94032080
Versandabmessungen HxBxT (mm)	870 x 1200 x 800		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf :)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Anschlusse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
AB56	670 x 1100 x 545	2x (645 x 540 x 475)	60	1	2	50	50.00