

AL117

Sicherheitsschrank für Pflanzenschutzmittel – Theke 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- Affordable equipment to store your phytosanitary products
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Several levels of storage with retention
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the storage of your phytosanitary products safely
- Normalized labelling provided with the equipment
- Doors with key locking system



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Baustoffe der Sicherheitsschränke
Türfarbe
Anzahl der Türen
Art der Türen
Scharniere
Verriegelung der Türen

AL117
Stahl 8/10
grau RAL 7035
2
flügel Türen
rechts und links
handbetätigt

Versandabmessungen HxBxT (mm)
Belüftung
Durchmesser der Öffnungen (mm)
Anzahl der Abteile / Fächer
Auffangwanne
Codenummer

1200 x 1200 x 800
lüftungsöffnungen oben und unten
100
1
1
94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-P)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Gitterrost für Sicherheitsschrank 2 Türen (Réf : CAL305)
- Auffangwanne für Sicherheitsschrank 2 Türen (Réf : ESAL305)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschrank 2 Türen (Réf : SEAL305)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
AL117	1000 x 920 x 420	930 x 900 x 390	135	1	1	60	40.00