

AL57

# Sicherheitsschrank für Pflanzenschutzmittel - Theke 1 Tür

## ÜBEREINSTIMMUNG

### ADVANTAGES

- Affordable equipment to store your phytosanitary products
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Several levels of storage with retention
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the storage of your phytosanitary products safely
- Normalized labelling provided with the equipment
- Doors with key locking system



## TECHNISCHE DATEN

Referenz	<b>AL57</b>	Versandabmessungen HxBxT (mm)	<b>1200 x 1200 x 800</b>
Baustoffe der Sicherheitschränke	<b>Stahl 8/10</b>	Belüftung	<b>lüftungsöffnungen oben und unten</b>
Türfarbe	<b>grau RAL 7035</b>	Durchmesser der Öffnungen (mm)	<b>100</b>
Anzahl der Türen	<b>1</b>	Anzahl der Abteile / Fächer	<b>1</b>
Art der Türen	<b>flügel Türen</b>	Auffangwanne	<b>1</b>
Scharniere	<b>rechts</b>	Codenummer	<b>94032080</b>
Verriegelung der Türen	<b>handbetätigt</b>		

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : )
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlusse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Gitterrost für Sicherheitsschrank 1 Tür (Réf : CAL155)
- Auffangwanne für Sicherheitsschrank 1 Tür (Réf : ESAL155)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschrank 1 Tür (Réf : SEAL155)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
AL57	1000 x 500 x 420	930 x 480 x 390	70	1	1	30	26.00