



# Sicherheitsschrank für giftige Chemikalien

## ÜBEREINSTIMMUNG

CE

## ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Konform INRS Empfehlungen
- Storage of toxics and irritating products

## SONDERN AUCH...

- Hohes Aufbewahrungsvermögen
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Konform INRS Empfehlungen
- Normalized labelling provided with the equipment
- 3-point locking system



## TECHNISCHE DATEN

Referenz  
Übereinstimmung  
Baustoffe der Sicherheitsschränke

**MF4**  
**CE**  
**Stahl 10/10**

Verriegelung der Türen  
Versandabmessungen HxBxT (mm)  
Belüftung

**handbetätigt**  
**2175 x 1200 x 800**  
**Integrierter Elektrolüfter,**  
**Lüftungsloch im oberen Teil mit**  
**Stützen**

Türfarbe  
Anzahl der Türen  
Art der Türen  
Scharniere

**weiß RAL 9010**  
**2**  
**flügeltüren**  
**rechts und links**

Anzahl der Abteile / Fächer  
Auffangwanne  
Codenummer

**1**  
**1**  
**94032080**

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-P)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Regal für Sicherheitsschränke MF4 - MF4SV (Réf : ESMF4)
- Poison chest - 12L (Réf : MF1)
- Medikamentenschrank - 4 Regale (Réf : MF2)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschränke MF4 - MF4SV (Réf : SPMF4)
- Schublade für Sicherheitsschränke MF4 - MF4SV (Réf : TCMF4)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
MF4	1975 x 1000 x 500	1920 x 980 x 480	250	1	3	50	100.00