

Sicherheitsschrank für giftige Chemikalien

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Konform INRS Empfehlungen
- Storage of toxics and irritating products

SONDERN AUCH...

- Hohes Aufbewahrungsvermögen
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Konform INRS Empfehlungen
- 3-point locking system
- Normalized labelling provided with the equipment



TECHNISCHE DATEN

Referenz	MF4SV	Verriegelung der Türen	handbetätigt
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl 10/10	Versandabmessungen HxBxT (mm)	2175 x 1200 x 800
Türfarbe	weiß RAL 9010	Belüftung	Lüftungsloch im oberen Teil mit Stützen
Anzahl der Türen	2	Anzahl der Abteile / Fächer	1
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne	1
Scharniere	rechts und links	Codenummer	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf :)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlusse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Regal für Sicherheitsschränke MF4 - MF4SV (Réf : ESMF4)
- Poison chest - 12L (Réf : MF1)
- Medikamentenschrank - 4 Regale (Réf : MF2)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschränke MF4 - MF4SV (Réf : SPMF4)
- Schublade für Sicherheitsschränke MF4 - MF4SV (Réf : TCMF4)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
MF4SV	1975 x 1000 x 500	1920 x 980 x 480	250	1	3	50	100.00