

Armadio di laboratorio anticorrosione - 220 L

CONFORMIDAD

Préconisations INRS

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of corrosives

SINO TAMBIÉN...

- Cabinet with compartments to separate acids and bases
- PP containment sumps on sliding rails
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Built in cellular PVC with a great resistance to corrosive vapors and liquids
- Holes for the connection to the ventilation
- Especially designed to store acids and bases



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	APC221+	Cierre de las puertas	chiusura manuale
Conformidad	Préconisations INRS	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2100 x 1200 x 800
Materiales del armario	PVC	Ventilación	orificio di ventilazione alto e bassi
Color de las puertas	bianco RAL 9010	Diámetro de ventilación (mm)	100
Número de puertas	2	Número de compartimentos	2
Tipo de puertas	porte scorrevoli	Código Aduanero	94037000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici (Réf : E&A2)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
APC221+	1900 x 1135 x 615		144		0	20	155.00