

# Armadio di laboratorio anticorrosione - 90 L

## CONFORMIDAD

### Préconisations INRS

## ADVANTAGES

- Made in France
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of corrosives

### SINO TAMBIÉN...

- Cabinet with compartments to separate acids and bases
- PP containment sumps on sliding rails
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Built in melamine with a great resistance to corrosive vapors
- Holes for the connection to the ventilation
- Especially designed to store acids and bases



## CARACTERISTICAS TECNICAS

|                        |                            |                                           |                                              |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modelo                 | <b>APC92+</b>              | Cierre de las puertas                     | <b>chiusura manuale</b>                      |
| Conformidad            | <b>Préconisations INRS</b> | Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm) | <b>2100 x 1200 x 800</b>                     |
| Materiales del armario | <b>melamina</b>            | Ventilación                               | <b>orificio di ventilazione alto e bassi</b> |
| Color de las puertas   | <b>bianco RAL 9010</b>     | Diámetro de ventilación (mm)              | <b>100</b>                                   |
| Número de puertas      | <b>2</b>                   | Número de compartimentos                  | <b>2</b>                                     |
| Tipo de puertas        | <b>porte battenti</b>      | Código Aduanero                           | <b>94036000</b>                              |
| Bisagras               | <b>cerniere a sinistra</b> |                                           |                                              |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici (Réf : E8A2)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| APC92+ | 1900 x 635 x 615                            |                                             | 120                             |                      | 0           | 20              | 90.00     |