

G2006B

ISO
1182

Armadio di stoccaggio di laboratorio - 300 L

CONFORMIDAD

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

SINO TAMBIÉN...

- Cierre de 2 puntos
- Holes for the connection to the ventilation
- Non-flammable insulation between the walls



CARACTERISTICAS TECNICAS

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Modelo | G2006B | Cierre de las puertas | chiusura manuale |
| Conformidad | NF EN ISO 1182 | Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm) | 2300 x 1200 x 800 |
| Materiales del armario | acciaio 12/10 doppia parete | Ventilación | Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto |
| Color de las puertas | bianco RAL 9010 | Diámetro de ventilación (mm) | 100 |
| Número de puertas | 2 | Número de compartimentos | 1 |
| Tipo de puertas | porte battenti | Código Aduanero | 94032080 |
| Bisagras | cerniere a destra e sinistra | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP06)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP06)
- Mensola supplementare per armadio profondità 600 mm (Réf : G06)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 600 mm (Réf : GL06)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|--------|---|---|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| G2006B | 2095 x 1000 x 600 | 1945 x 950 x 550 | 300 | | 5 | 75 | 166.00 |