

G03



ISO  
1182




## Mensola supplementare per armadio profondità 300 mm

### CONFORMIDAD

### ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo		G03		Código Aduanero		94032080	
Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
G03	25 x 954 x 240		0		0	75	3.00