

GL04



Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 450 mm

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	GL04		Código Aduanero		94032080		
Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
GL04	100 x 954 x 399		0		0	0	5.00