

GL06



## Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 600 mm

### CONFORMIDAD

### ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	GL06		Código Aduanero		94032080		
Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
GL06	100 x 954 x 545		0		0	0	6.00