

Cassa di ordine per ventilatore m100-4

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)

BCDE
200 x 150 x 150

Código Aduanero

84145100

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
BCDE			0		0	0	0.50