

M100/4



Ventilatore 90 m3/h

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	M100/4			Código Aduanero	84145100		
Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
M100/4			0		0	0	1.00