



Armadio per prodotti fitosanitari in kit - 150 L

CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of toxics and polluting products

SINO TAMBIÉN..

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- 4 containment sumps with retention
- Doors with 2-point locking system
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the storage of your phytosanitary products safely



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	APK152	Cierre de las puertas	chiusura manuale
Conformidad	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2000 x 1200 x 800
Materiales del armario	acciaio 7/10	Ventilación	orifizio di ventilazione laterale, alto e bassi
Color de las puertas	grigio RAL 7035	Diámetro de ventilación (mm)	100
Número de puertas	1	Número de compartimentos	1
Tipo de puertas	porte battenti	Cubetas de retención	1
Bisagras	cerniere a destra	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
APK152	1800 x 500 x 422	1680 x 475 x 352	150	1	3	50	33.00