



## Armadio per prodotti fitosanitari in kit - 150 L

### CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

### ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of toxics and polluting products

### SINO TAMBIÉN..

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- 4 containment sumps with retention
- Doors with 2-point locking system
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the storage of your phytosanitary products safely



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>APK152</b>	Cierre de las puertas	<b>chiusura manuale</b>
Conformidad	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>2000 x 1200 x 800</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 7/10</b>	Ventilación	<b>orifizio di ventilazione laterale, alto e bassi</b>
Color de las puertas	<b>grigio RAL 7035</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Número de puertas	<b>1</b>	Número de compartimentos	<b>1</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Cubetas de retención	<b>1</b>
Bisagras	<b>cerniere a destra</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
APK152	1800 x 500 x 422	1680 x 475 x 352	150	1	3	50	33.00