



Armadio per prodotti fitosanitari in kit - 300 L

CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of toxics and polluting products

SINO TAMBIÉN...

- 4 containment sumps with retention
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the storage of your phytosanitary products safely
- Doors with 2-point locking system



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	APK302	Cierre de las puertas	chiusura manuale
Conformidad	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2000 x 1200 x 800
Materiales del armario	acciaio 7/10	Ventilación	orifizio di ventilazione laterale, alto e bassi
Color de las puertas	grigio RAL 7035	Diámetro de ventilación (mm)	100
Número de puertas	2	Número de compartimentos	1
Tipo de puertas	porte battenti	Cubetas de retención	1
Bisagras	cerniere a destra e sinistra	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : CDF-P)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
APK302	1800 x 916 x 422	1680 x 891 x 352	300	1	3	50	55,00