



Armadi per prodotti fitosanitari - 150 L

CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of toxics and polluting products

SINO TAMBIÉN..

- 4 containment sumps with retention
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the storage of your phytosanitary products safely



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Conformidad

AC150
Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

Cierre de las puertas
Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)

chiusura manuale
2150 x 1200 x 800

Materiales del armario
Color de las puertas
Número de puertas
Tipo de puertas
Bisagras

acciaio 8/10
verde RAL 6011
1
porte battenti
cerniere a destra

Ventilación
Diámetro de ventilación (mm)
Número de compartimentos
Cubetas de retención
Código Aduanero

orifizio di ventilazione alto e bassi
100
1
1
94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Opzione taglio copertura per raccordo (Réf : AZVENT)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Carabottino per armadio AZ ed AZ150 (Réf : CE150)
- Mensola/bac per armadio AZ50 ed AZ150 (Réf : ESE150)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
AC150	1950 x 500 x 500	1840 x 498 x 453	150	1	3	80	55.00