



Armadi per prodotti fitosanitari - 300 L

CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of toxics and polluting products

SINO TAMBIÉN..

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- 4 containment sumps with retention
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the storage of your phytosanitary products safely



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	AC300	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2150 x 1200 x 800
Conformidad	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361	Ventilación	orificio di ventilazione alto e bassi sulle porte
Materiales del armario	acciaio 8/10 e portas in acciaio 7/10	Diámetro de ventilación (mm)	100
Color de las puertas	verde RAL 6011	Número de compartimentos	1
Número de puertas	2	Estanterías de PVC	1
Tipo de puertas	porte battenti	Cubetas de retención	1
Bisagras	cerniere a destra e sinistra	Código Aduanero	94032080
Cierre de las puertas	chiusura manuale		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Opzione taglio copertura per raccordo (Réf : AZVENT)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Carabottino per armadio AZ110 ed AZ300 (Réf : CE300)
- Mensola/bac per armadio AZ110 et AZ300 (Réf : ESE300)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
AC300	1950 x 930 x 500	1840 x 928 x 453	300	1	3	80	90.00