



Mensola/bac per armadio AZ110 et AZ300

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	ESE300			Código Aduanero	94032080		
Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ESE300	50 x 918 x 443		0		0	80	10.00