



Armadio alta 1 porta 4 cassettei

CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SINO TAMBIÉN..

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Containment sumps on sliding rails
- Possibility to fix on the wall
- Holes for the connection to the ventilation



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	ALT155	Cierre de las puertas	chiusura manuale
Conformidad	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2150 x 1200 x 800
Materiales del armario	acciaio 8/10	Ventilación	orifizio di ventilazione alto e bassi sulle porte
Color de las puertas	grigio RAL 7035	Diámetro de ventilación (mm)	100
Número de puertas	1	Número de compartimentos	1
Tipo de puertas	porte battenti	Código Aduanero	94032080
Bisagras	cerniere a destra		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)

OPTIONS

- Cubeta de retención - de armarios 1 puerta (Réf : ESALT155)
- Cubeta de retención PVC - de armarios 1 puerta (Réf : SEALT155)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ALT155	1950 x 500 x 500	1718 x 379 x 430	150		0	30	72.00