

3 Moduli di stoccaggio 1 cassetto

CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SINO TAMBIÉN..

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the separation of different types of chemicals



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	A3T	Cierre de las puertas	chiusura manuale
Conformidad	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2025 x 1200 x 800
Materiales del armario	acciaio 10/10	Ventilación	entreta dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro
Color de las puertas	bianco RAL 9010	Diámetro de ventilación (mm)	100
Número de puertas	3	Número de compartimentos	3
Tipo de puertas	porte battenti	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per Modulo di stoccaggio (Réf : ES1T)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
A3T	1825 x 1680 x 545	3x (1800 x 550 x 475)	360		12	50	240.00