

## 3 Moduli di stoccaggio 1 cassetto

### CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

### ADVANTAGES

- Made in France
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### SINO TAMBIÉN..

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the separation of different types of chemicals



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>A3T</b>	Cierre de las puertas	<b>chiusura manuale</b>
Conformidad	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>2025 x 1200 x 800</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 10/10</b>	Ventilación	<b>entreta dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro</b>
Color de las puertas	<b>bianco RAL 9010</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Número de puertas	<b>3</b>	Número de compartimentos	<b>3</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Mensola supplementare per Modulo di stoccaggio (Réf : ES1T)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
A3T	1825 x 1680 x 545	3x (1800 x 550 x 475)	360		12	50	240.00