

## Armadio basse ventilate acido-basi - 60 L

### CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

### ADVANTAGES

- Made in France
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### SINO TAMBIÉN..

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Allows the separation of different types of chemicals



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>AB56</b>	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>870 x 1200 x 800</b>
Conformidad	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Ventilación	<b>entreta dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro</b>
Materiales del armario	<b>acciaio 10/10</b>	Diámetro de ventilación (mm)	<b>100</b>
Color de las puertas	<b>bianco RAL 9010</b>	Número de compartimentos	<b>2</b>
Número de puertas	<b>2</b>	Estanterías de PVC	<b>1</b>
Tipo de puertas	<b>porte battenti</b>	Cubetas de retención	<b>1</b>
Bisagras	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Cubetas de retención de PVC	<b>1</b>
Cierre de las puertas	<b>chiusura manuale</b>	Código Aduanero	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
AB56	670 x 1100 x 545	2x (645 x 540 x 475)	60	1	2	50	50.00