

Armadio di suretagere 1 porta invetriata

CONFORMIDAD

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SINO TAMBIÉN..

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Glass doors for an immediate view of the products



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	ASV	Cierre de las puertas	chiusura manuale
Conformidad	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2025 x 1200 x 800
Materiales del armario	acciaio 10/10	Ventilación	entreta dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro
Color de las puertas	bianco RAL 9010	Diámetro de ventilación (mm)	100
Número de puertas	1	Número de compartimentos	1
Tipo de puertas	porte battenti	Cubetas de retención	1
Bisagras	cerniere a destra	Código Aduanero	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio semplice (Réf : EE1)
- Su tragheto in PVC (Réf : SBPVC)
- Su mensola PVC (Réf : SEPVC)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ASV	1825 x 560 x 545	1800 x 550 x 475	150	1	3	0	55.00