

EE1




## Mensola supplementare per armadio semplice

### CONFORMIDAD

### ADVANTAGES

- Made in France
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo  
Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)

**EE1**  
**700 x 500 x 500**

Código Aduanero

**94032080**

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
EE1	22 x 550 x 465		0		0	50	5.00