

ES1T



Mensola supplementare per Modulo di stoccaggio

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Dimensiones de envío alt x anc x pro
(mm)

ES1T
700 x 500 x 500

Código Aduanero

94032080

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ES1T	30 x 420 x 450		0		0	50	4.00