

ES1T




## Mensola supplementare per Modulo di stoccaggio

### CONFORMIDAD

### ADVANTAGES

- Made in France
- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo  
Dimensiones de envío alt x anc x pro  
(mm)

**ES1T**  
**700 x 500 x 500**

Código Aduanero

**94032080**

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ES1T	30 x 420 x 450		0		0	50	4.00