

L137



## Aérateur 22x100 avec tamis

### CONFORMIDAD

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo

L137

Código Aduanero

73242921

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Caudal de lavajos (L/min)	Caudal de la ducha de seguridad (L/min)	Peso (kg)
L137			0	0	0.60