

C1T



Grigliati

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo

C1T

Código Aduanero

94032080

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
C1T			0		0	0	8.00