

C1T



## Grigliati

### CONFORMIDAD

### ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	C1T			Código Aduanero 94032080			
Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
C1T			0		0	0	8.00