

B1

traghetto di ritenzione per armadio 791+

CONFORMIDAD



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Dimensiones de envío alt x anc x pro
(mm)

B1
700 x 500 x 500

Código Aduanero

94032080

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
B1	100 x 480 x 315		0		0	0	5.00