

51000



## Imbuto acciaio inossidabile con griglia ornare-fiamma per 51061B

### CONFORMIDAD

UN

### ADVANTAGES

- Acreditado UN para el transporte
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### SINO TAMBIÉN...

- Acreditado UN para el transporte



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo **51000** Conformidad **UN**

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Recipiente raddoppia uso - 10 litri (Réf: 51061B)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
51000	125 x 240		0		0	0	1.50