

HEP300

## Filtro HEPA H14 per sorbonne tipo 301 - 311

### CONFORMIDAD

---



### CARACTERISTICAS TECNICAS

---

Modelo	HEP300			Código Aduanero		84213930	
Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
HEP300	68 x 305 x 305		0		0	0	1.00