

790+1F



Armoire de sécurité 90 minutes - 1 fût

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min
- Stockage de produits inflammables



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Nombre de porte(s)

790+1F
2

Code douanier

94036000

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention pour 1 fût (Réf : BC1F)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 790+1F | 2050 x 1502 x 903 | 1720 x 1350 x 827 | 0 | | 0 | 0 | 622.00 |