

790+1F



Armoire de sécurité 90 minutes - 1 fût

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min
- Stockage de produits inflammables



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	790+1F	Fermeture de(s) porte(s)	automatique
Nombre de porte(s)	2	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire
Type de porte(s)	battantes	Code douanier	94036000
Charnières	droite et gauche		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention pour 1 fût (Réf : BC1F)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
790+1F	2050 x 905 x 903	1720 x 760 x 827	0		0	0	392.00